


Anticuerpo Monoclonal Anti-Smad3 (Validado En Ko) Para Wb, Ip, Ihc-P, Elisa - P84022

Número de artículo: CM0006476



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo de alta especificidad dirigido contra Smad3 humano (P84022). Validado en KO para Western blot, inmunoprecipitación, inmunohistoquímica y ELISA. Adecuado para investigar la transcripción mediada por TGF- β y la condrogénesis.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo anti-Smad3 [validado en KO]
Observaciones/Alias	LD53; mad3; LDS1C; MADH3; JV15-2; hMAD-3; hSMAD3; HSPC193; Hst17436; d3
Especie	Humana
ID del gen (humano)	4088
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 119-219 de Smad3 humano (NP_005893.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, IP, IHC-P, ELISA
Reactividad cruzada	Humana
SWISS	P84022
Peso molecular	48kDa
Envío	Bolsa de hielo