


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Smad3 Para Wb, If/Icc, Elisa - P84022

Número de artículo: CM0022715



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo anti-Smad3 de alta calidad validado para Western blot, inmunofluorescencia y ELISA en humanos, ratones y ratas. Ideal para estudios de señalización por TGF-beta y regulación transcripcional.

[Aprende más](#)

Parámetro	Especificación
Nombre del producto	Smad3 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	LDS3, mad3, LDS1C, MADH3, JV15-2, hMAD-3, hSMAD3, HSPC193, HsT17436, Smad3
Especie	Humano
GeneID (Humano)	4088
GeneID	4088
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 150-250 de Smad3 humano (NP_005893.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P84022
Peso de la proteína	48kDa
Envío	Bolsa de hielo