


Anticuerpo Policlonal Anti-Smad4 Para Wb, If/Icc, Ihc-P, Elisa - Q13485

Número de artículo: CM0025045



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra Smad4 humano (SWISS: Q13485) para WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA. Validado en humano, ratón, rata. Reactivo clave para la investigación de señalización TGF-beta y supresión tumoral.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Smad4 Conejo pAb
Observaciones/Alias	JIP; DPC4; MADH4; MYHRS; Smad4
Especie	Humano
GeneID (Humano)	4089
GeneID	4089
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 320-552 de Smad4 humano (NP_005350.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q13485
Peso Proteico	60 kDa
Envío	Bolsa de hielo