


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Smad5 Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q99717

Número de artículo: CM0023165



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra Smad5, validado para WB, IHC-P y ELISA en humanos, ratón y rata. Reconoce al miembro 5 de la familia SMAD de 52 kDa, un regulador transcripcional clave en la señalización BMP y el metabolismo.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	Smad5 Rabbit pAb
Notas / Alias	DWFC; JV5-1; MADH5; Smad5
Especie	Humano
ID del gen (Humano)	4090
ID del gen	4090
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a una secuencia entre los aminoácidos 186-465 de Smad5 humano (NP_005894.3)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q99717
Peso de la proteína	52kDa
Envío	Bolsa de hielo