


Anticuerpo Policlonal Anti-Smad9 Para Ihc-P Y Elisa - O15198

Número de artículo: CM0029579



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra SMAD9 humano (Smad8), validado para IHC-P y ELISA. Detecta SMAD9 en muestras humanas, de ratón y de rata. Adecuado para estudios de la vía de señalización BMP e investigación de regulación transcripcional.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Smad9 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	PPH2; MADH6; MADH9; SMAD8; SMAD8A; SMAD8B; SMAD8/9; Smad9
Especie	Humano
GeneID (Humano)	4093
GeneID	4093
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-300 de Smad9 humano (NP_005896.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	O15198
Peso Proteico	52kDa
Envío	Bolsa de hielo