


Anticuerpo Policlonico De Conejo Anti-Smap1 Para Wb, If/Icc, Elisa - Q8Iyb5

Número de artículo: CM0021449



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo anti-SMAP1 de alta calidad para Western blot, inmunofluorescencia y ELISA. Reacciona cruzadamente con SMAP1 de humano, ratón y rata. Ideal para el estudio de la endocitosis dependiente de clatrina y la eritropoyesis.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	SMAP1 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	SMAP-1; SMAP1
Especie	Humano
ID del Gen	60682
Inmunógeno	Proteína recombinante
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q8IYB5
Peso de la Proteína	50kDa
Envío	Bolsa de hielo