

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Smarca1 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Ip, Elisa - P28370

Número de artículo: CM0013179

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra SMARCA1 humano (remodelador de la cromatina relacionado con SWI/SNF). Validado para WB, IHC-P, IF/ICC, IP y ELISA. Detecta SMARCA1 humano, de ratón y de rata. Ideal para estudios de regulación epigenética y transcripcional.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	SMARCA1 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	SWI; ISWI; SWI2; SNF2L; SNF2L1; SNF2LB; SNF2LT; hSNF2L; NURF140; SMARCA1
Especie	Humano
GeneID (humano)	6594
GeneID	6594
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-200 de SMARCA1 humano (NP_003060.2).
Origen	Ejemplo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, ratón, rata
SWISS	P28370
Peso de la proteína	123 kDa
Envío	Bolsa de hielo