

Anticuerpo Monoclonal Anti-Smarca2 / Brm Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Ip, Chip, Elisa - P51531

Número de artículo: CM0007054



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo contra SMARCA2/BRM humano, validado para WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ChIP, ELISA. Objetivo: ATPasa implicada en la remodelación de la cromatina, útil para investigación en transcripción y neurodesarrollo.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	mAb de Conejo SMARCA2 / BRM
Observaciones/Alias	BIS; BRM; SNF2; SWI2; hBRM; NCBRS; Sth1p; BAF190; SNF2L2; SNF2LA; hSNF2a; SMARCA2 / BRM
Especie	Humano
GeneID (Humano)	6595
GeneID	6595
Inmunógeno	Péptido sintético
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ChIP, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	P51531
Peso Proteico	181kDa
Envío	Bolsa de hielo