

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Smarca5/Snf2H Para Wb, If/Icc, Elisa - O60264

Número de artículo: CM0010255



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo de alta calidad contra SMARCA5/SNF2H humano (O60264). Validado para WB, IF/ICC, ELISA. Reacciona de forma cruzada con ratón y rata. Ideal para la investigación de remodelación de la cromatina y epigenética.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	SMARCA5/SNF2H mAb de Conejo
Observaciones/Alias	ISWI, SNF2H, hISWI, hSNF2H, WCRF135, SMARCA5/SNF2H
Especie	Humano
GeneID (Humano)	8467
GeneID	8467
Inmunógeno	Péptido Sintético Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 953-1052 de SMARCA5/SNF2H humano (O60264).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	O60264
Peso Proteico	122kDa
Envío	Bolsa de hielo