

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Smarca5/Snf2H Para Wb Y Elisa - O60264

Número de artículo: CM0020326



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra SMARCA5/SNF2H humano, un remodelador de cromatina dependiente de ATP. Validado para WB y ELISA; presenta reactividad cruzada con ratón. Ideal para estudiar el remodelado de nucleosomas, la replicación del ADN y la regulación de la transcripción.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	pAb de Conejo SMARCA5/SNF2H
Observaciones/Alias	ISWI; SNF2H; hISWI; hSNF2H; WCRF135; SMARCA5/SNF2H
Especie	Humano
ID del Gen (Humano)	8467
ID del Gen	8467
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 100-400 de SMARCA5/SNF2H humano (NP_003592.3)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón
SWISS	O60264
Peso Molecular de la Proteína	122kDa
Envío	Bolsa de hielo