


Anticuerpo Policlonal Anti-Smarcad1 Para Wb, If/Icc, Elisa - Q9H4L7

Número de artículo: CM0028774



Introducción

pAb de conejo contra SMARCAD1 validado para WB, IF/ICC, ELISA. Reconoce dianas en humanos, ratón y rata. Ideal para investigación sobre remodelación de cromatina y reparación del ADN. Proteína de 117 kDa.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	pAb de conejo contra SMARCAD1
Observaciones/Alias	HRZ; TYS; ETL1; HEL1; ADERM; BASNS; SMARCAD1
Especie	Humano
ID del gen (Humano)	56916
ID del gen	56916
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-300 de SMARCAD1 humana (NP_001121901.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q9H4L7
Peso de la proteína	117 kDa
Envío	Bolsa de hielo