

Anticuerpo Monoclonal Anti-Smarcb1/Snf5 Para Wb, If/Icc, Elisa - Q12824

Número de artículo: CM0006100



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo validado por KO contra SMARCB1/SNF5 humano (BAF47, INI1), adecuado para WB, IF/ICC y ELISA. Reacciona con muestras humanas, de ratón y de rata. Ideal para investigación en remodelación de cromatina y cáncer.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	[KO Validado] Anticuerpo monoclonal de conejo anti-SMARCB1/SNF5
Observaciones/Alias	RDT; CSS3; INI1; SNF5; Snr1; BAF47; INI-1; MRD15; RTPS1; Sfh1p; hSNFS; SNF5L1; SWNTS1; PPP1R144; F5
Especie	Humano
ID del Gen (Humano)	6598
ID del Gen	6598
Inmunógeno	Proteína recombinante
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q12824
Peso Proteico	44kDa
Envío	Bolsa de hielo