

Anticuerpo Monoclonal Anti-Smarcb1/Snf5 Para Wb, Ihc-P, Ip, Elisa - Q12824

Número de artículo: CM0011046



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo dirigido a SMARCB1/SNF5, validado en WB, IHC-P, IP, ELISA. Reconoce humano, ratón y rata. Componente central del complejo BAF, supresor tumoral adecuado para investigación de remodelación de cromatina.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	[Validado por KO] SMARCB1/SNF5 mAb de conejo
Observaciones/Alias	RDT; CSS3; INI1; SNF5; Snr1; BAF47; INI-1; MRD15; RTPS1; Sfh1p; hSNFS; SNF5L1; SWNTS1; PPP1R144; F5
Especie	Humano
ID de gen (Humano)	6598
ID de gen	6598
Inmunógeno	Péptido sintético
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, IHC-P, IP, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q12824
Peso de proteína	44kDa
Envío	Bolsa de hielo