

Anticuerpo Policlonal Anti-Smarcb1/Snf5 Para Wb, Elisa - Q12824

Número de artículo: CM0022078



Introducción

Anticuerpo Policlonal de Conejo SMARCB1/SNF5 validado para WB y ELISA. Reacciona con Humano, Ratón y Rata. Componente central del complejo de remodelación de cromatina BAF con funciones en el control del ciclo celular y la supresión de tumores.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	SMARCB1/SNF5 pAb de Conejo
Observaciones/Alias	RDT; CSS3; INI1; SNF5; Snr1; BAF47; INI-1; MRD15; RTPS1; Sfh1p; hSNF5; SNF5L1; SWNTS1; PPP1R144; SMARCB1/SNF5
Especie	Humano
GeneID (Humano)	6598
GeneID	6598
Inmunógeno	Proteína recombinante
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q12824
Peso Proteico	44kDa
Envío	Bolsa de hielo