

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Smarcb1/Snf5 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Ip, Elisa - Q12824

Número de artículo: CM0030148



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra SMARCB1/SNF5 (Q12824) validado para WB, IHC-P, IF/ICC, IP y ELISA. Reacciona de forma cruzada con humano, ratón y rata. Detecta la proteína BAF47 de 44 kDa, un componente central del complejo de remodelación de cromatina SWI/SNF que participa en el control del ciclo celular y la supresión tumoral.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	SMARCB1/SNF5 Rabbit pAb
Abreviaturas / Nombres alternativos	RDT; CSS3; INI1; SNF5; Snr1; BAF47; INI-1; MRD15; RTPS1; Sfh1p; hSNFS; SNF5L1; SWNTS1; PPP1R144
Especie	Humano
ID del gen	6598 (Humano)
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a una secuencia entre los aminoácidos 50-150 de SMARCB1/SNF5 humano (NP_003064.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
Reacción cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q12824
Peso molecular de la proteína	44kDa
Envío	Bolsa de hielo