

Anticuerpo Monoclonal Anti-Smarcc1/Baf155 Para Wb, If/Icc, Elisa, Chip - Q92922

Número de artículo: CM0011419



Introducción

Anticuerpo monoclonal recombinante de conejo validado mediante KO dirigido contra SMARCC1/BAF155, adecuado para WB, IF/ICC, ELISA y ChIP. Detecta SMARCC1 humano y de ratón (~123 kDa). Esencial para la remodelación de la cromatina y el desarrollo neuronal.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	[Validado mediante KO] mAb de conejo contra SMARCC1/BAF155
Observaciones/alias	HYC5; Rsc8; SRG3; SWI3; BAF155; CRACC1; 55
Especie	Humano
GeneID (humano)	6599
GeneID	6599
Inmunógeno	Proteína recombinante
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA, ChIP
Reactividad cruzada	Humano, ratón
SWISS	Q92922
Peso de la proteína	123 kDa
Envío	Bolsa de hielo