


Anticuerpo Policlonal Anti-Smarcc2 Para Wb, Elisa - Q8Taq2

Número de artículo: CM0022498



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra SMARCC2 (BAF170), una subunidad de remodelación de cromatina SWI/SNF. Adecuado para WB y ELISA. Detecta SMARCC2 de humano, ratón y rata. Apoya la investigación sobre regulación transcripcional, neurogénesis y diferenciación mieloide.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	SMARCC2 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	CSS8, Rsc8, BAF170, CRACC2, SMARCC2
Especie	Humano
GeneID	6601
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a una secuencia entre los aminoácidos 150-250 de SMARCC2 humano (NP_620706.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q8TAQ2
Peso Proteico	133kDa
Envío	Bolsa de hielo