

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Smarcd1 Para Wb Y Elisa - Q96Gm5

Número de artículo: CM0024887



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido a SMARCD1 (BAF60A), una subunidad de remodelación de cromatina SWI/SNF; validado para WB y ELISA en muestras humanas, de ratón y rata. Ideal para estudios de regulación transcripcional.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	SMARCD1 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	CSS11; Rsc6p; BAF60A; CRACD1; SMARCD1
Especie	Humano
GeneID (Humano)	6602
GeneID	6602
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 216-515 de SMARCD1 humano (NP_003067.3)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q96GM5
Peso Molecular de Proteína	58kDa
Envío	Bolsa de hielo