

Anticuerpo Policlonal Anti-Smarcd2 Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q92925

Número de artículo: CM0015805

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra SMARCD2 (BAF60B), un factor de remodelación de la cromatina. Validado para WB, IHC-P y ELISA en humano, ratón y rata. Ideal para estudios de cromatina y transcripción.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	SMARCD2 Conejo pAb
Observaciones/Alias	SGD2; Rsc6p; BAF60B; CRACD2; PRO2451; SMARCD2
Especie	Humano
GeneID (Humano)	6603
GeneID	6603
Inmunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 454-531 de SMARCD2 humano (NP_001091896.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q92925
Peso proteico	59kDa
Envío	Bolsa de hielo