

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Smarcd3 Para Wb Y Elisa - Q6Ste5

Número de artículo: CM0024518

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta calidad dirigido a SMARCD3 (BAF60C), un factor clave de remodelación de la cromatina. Validado para WB y ELISA, reacciona con humano, ratón y rata. Ideal para investigación sobre regulación de la transcripción y neurogénesis.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	SMARCD3 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	Rsc6p; BAF60C; CRACD3; SMARCD3
Especie	Humano
GeneID (Humano)	6604
GeneID	6604
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 275-440 de la SMARCD3 humana (NP_001003801.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q6STE5
Peso molecular de la proteína	55kDa
Envío	Bolsa de hielo