


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Smc1 Para Wb, If/Icc, Elisa - Q14683

Número de artículo: CM0008870



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo anti-SMC1 de alta calidad validado para Western blot, IF/ICC y ELISA. Reacciona con SMC1 humano y de ratón (Q14683). Ideal para estudios de cohesión cromosómica y reparación del ADN.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	SMC1 Rabbit mAb
Observaciones/Alias	SMC1; SMCB; CDLS2; DEE85; SB1.8; EIEE85; SMC1L1; DXS423E; SMC1alpha
Especie	Humano
GeneID (Humano)	8243
GeneID	8243
Inmunógeno	Péptido Sintético Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 1134-1233 del SMC1 humano (Q14683).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón
SWISS	Q14683
Peso Proteico	143kDa
Envío	Bolsa de hielo