


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Smc1 Para Wb Y Elisa - Q14683

Número de artículo: CM0025015



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra SMC1 humano, validado para WB y ELISA. Detecta la proteína endógena SMC1 (~143 kDa) en muestras humanas, de ratón y de rata. Adecuado para la investigación de cohesión cromosómica y reparación del ADN.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	SMC1 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	SMC1; SMCB; CDLS2; DEE85; SB1.8; EIEE85; SMC1L1; DXS423E; SMC1alpha
Especie	Humano
GeneID (Humano)	8243
GeneID	8243
Inmunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-130 del SMC1 humano (NP_006297.2).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q14683
Peso Proteico	143kDa
Envío	Bolsa de hielo