


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Smc3 Para Wb, If/Icc, Ip, Elisa - Q9Uqe7

Número de artículo: CM0002059



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo contra SMC3 de alta calidad validado para WB, IF/ICC, IP, ELISA. Reacciona con humano, ratón y rata. Adecuado para estudios del complejo de cohesina y la cohesión cromosómica.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	SMC3 Rabbit mAb
Observaciones/Alias	BAM; BMH; HCAP; CDLS3; CSPG6; SMC3L1; SMC3
Especie	Humano
ID del gen (Humano)	9126
ID del gen	9126
Inmunógeno	Péptido sintético / Un péptido sintético correspondiente a una secuencia de los aminoácidos 1118-1217 de la proteína SMC3 humana (NP_005436.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, IF/ICC, IP, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q9UQE7
Peso de la proteína	142kDa
Envío	Bolsa de hielo