


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Smc3 (Smc3 Pab) Para Wb, Ip, Elisa - Q9Uqe7

Número de artículo: CM0023246



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra SMC3 humano, validado para WB, IP y ELISA. Reacciona con SMC3 humano y de ratón. Adecuado para investigaciones sobre cohesión cromosómica, ciclo celular y reparación del ADN.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	SMC3 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	BAM, BMH, HCAP, CDLS3, CSPG6, SMC3L1, SMC3
Especie	Humano
GeneID	9126
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 909-1199 del SMC3 humano (NP_005436.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IP, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón
SWISS	Q9UQE7
Peso Proteico	142kDa
Envío	Bolsa de hielo