


Anticuerpo Monoclonal Anti-Smc4 Para Wb, If/Icc, Elisa - Q9Ntj3

Número de artículo: CM0004714



Introducción

Anticuerpo Monoclonal de Conejo Anti-SMC4 validado para WB, IF/ICC, ELISA; reacciona con Humano, Ratón, Rrata (Rat); detecta la proteína condensina del complejo SMC4, ~147kDa. Ideal para la investigación en biología cromosómica.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	SMC4 mAb de Conejo
Observaciones/Alias	CAPC; CAP-C; SMC-4; SMC4L1; SMC4
Especie	Humano
GeneID (Humano)	10051
GeneID	10051
Inmunógeno	Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 1189-1288 del SMC4 humano (Q9NTJ3)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rrata (Rat)
SWISS	Q9NTJ3
Peso Proteico	147kDa
Envío	Bolsa de hielo