

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Smc5 Para Wb Y Elisa - Q8ly18

Número de artículo: CM0019391

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra SMC5 humano, validado para WB y ELISA, con reactividad cruzada con ratón y rata. Ideal para la investigación de la reparación del ADN y la biología de los telómeros.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	SMC5 pAb de conejo
Observaciones/alias	ATELS2; SMC5L1; SMC5
Especie	Humano
ID del gen (humano)	23137
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 872-1101 de SMC5 humano (NP_055925.2)
Origen	conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, ratón, rata
SWISS	Q8IY18
Peso de la proteína	129 kDa
Envío	Bolsa de hielo