


Anticuerpo Policlonal Anti-Smchd1 Para Wb, If/Icc, Elisa - A6Nhr9

Número de artículo: CM0025626



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra SMCHD1, adecuado para WB, IF/ICC y ELISA. Reconoce SMCHD1 humano y de rata (226 kDa). Ideal para estudios de silenciamiento de cromatina, inactivación X y reparación del ADN.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	SMCHD1 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	BAMS; FSHD2; SMCHD1
Especie	Humano
ID de Gen (Humano)	23347
ID de Gen	23347
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1756-2005 del SMCHD1 humano (NP_056110.2)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Rata
SWISS	A6NHR9
Peso Proteico	226kDa
Envío	Bolsa de hielo