


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Smg1 Para Wb Y Elisa - Q96Q15

Número de artículo: CM0002672



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo que se dirige al SMG1 humano, validado para Western blot y ELISA. Reacciona de forma cruzada con ratón. Ideal para estudiar la degradación mediada por codones de terminación y las vías de estrés genotóxico.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	SMG1 Rabbit mAb
Observaciones/Alias	ATX; LIP; 61E3.4; SMG1
Especie	Humano
GeneID (Humano)	23049
GeneID	23049
Inmunógeno	Péptido sintético Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 3562-3661 del SMG1 humano (Q96Q15).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Ratón
SWISS	Q96Q15
Peso Proteico	411 kDa
Envío	Bolsa de hielo