


Anticuerpo Policlonal Anti-Smg7 De Conejo Para Wb, Elisa - Q92540

Número de artículo: CM0018666



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra SMG7, un factor clave de la degradación del ARNm mediada por mutaciones sin sentido. Validado para WB y ELISA, reacciona de forma cruzada con muestras humanas, de ratón y de rata. Ideal para estudios de vigilancia del ARNm y regulación postranscripcional.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	pAb de Conejo SMG7
Observaciones/Alias	EST1C, SGA56M, C1orf16, SMG7
Especie	Humano
GeneID	9887
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-300 de SMG7 humano (NP_963863.2)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q92540
Peso Molecular de la Proteína	127kDa
Envío	Bolsa de hielo