


Anticuerpo Monoclonal Anti-Smmhc/Myh11 Para Wb, Elisa - P35749

Número de artículo: CM0006556



Introducción

Este anticuerpo monoclonal de conejo SMMHC/MYH11 detecta miosina-11 humana, de ratón y de rata en WB y ELISA. Ideal para estudios de contracción del músculo liso y desarrollo de ensayos IVD.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Anticuerpo monoclonal de conejo SMMHC/MYH11
Observaciones/Alias	AAT4; FAA4; SMHC; SMMHC; VSCM2; SMMS-1; SMMHC/MYH11
Especies	Humano
GeneID (humano)	4629
GeneID	4629
Inmunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1160-1313 de SMMHC/MYH11 humano (NP_002465.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P35749
Peso Proteico	227kDa
Envío	Bolsa de hielo