


Anticuerpo Monoclonal Anti-Smmhc/Myh11 Para Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - P35749

Número de artículo: CM0004986



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo dirigido contra SMMHC/MYH11 humano (miosina-11), adecuado para WB, IF-P, IHC-P, ELISA en humano, ratón y rata. Inmunógeno recombinante; 227 kDa.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Anticuerpo monoclonal de conejo SMMHC/MYH11
Observaciones/Alias	AAT4; FAA4; SMHC; SMMHC; VSCM2; SMMS-1; SMMHC/MYH11
Especie	Humano
ID del Gen (Humano)	4629
ID del Gen	4629
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1160-1313 de SMMHC/MYH11 humano (NP_002465.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P35749
Peso Molecular de la Proteína	227kDa
Envío	Bolsa de hielo