


Anticuerpo Policlonico De Conejo Anti-Smmhc/Myh11 Para Wb - P35749

Número de artículo: CM0016806



Introducción

Anticuerpo policlonico de conejo dirigido contra SMMHC/MYH11 humano, validado para WB, IF-P y ELISA. Reacciona cruzadamente con ratón y rata. Ideal para investigación sobre contracción del músculo liso.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	SMMHC/MYH11 Rabbit pAb
Notas/Alias	AAT4; FAA4; SMHC; SMMHC; VSCM2; SMMS-1; SMMHC/MYH11
Especie	Humano
GeneID (Humano)	4629
GeneID	4629
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1680-1979 de SMMHC/SMMHC/MYH11 humano (NP_001035203.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P35749
Peso Molecular	227 kDa
Envío	Bolsa de hielo