

Anticuerpo Monoclonal Anti-Smn1 Para Wb, Ihc-P Y Elisa - Q16637

Número de artículo: CM0010728



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo contra SMN1 humano, validado para Western blot, IHC-P y ELISA. Presenta reactividad cruzada con rata. Adecuado para el estudio del ensamblaje del espliceosoma, la biogénesis de snRNP y la investigación relacionada con la AME.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo anti-SMN1
Observaciones/alias	SMA; SMN; SMA1; SMA2; SMA3; SMA4; SMA@; SMNT; BCD541; GEMIN1; TDRD16A; T-BCD541; SMN1
Especie	Humano
ID del gen (humano)	6606
ID del gen	6606
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 103-200 de SMN1 humano (Q16637).
Origen	conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, rata
SWISS	Q16637
Peso de la proteína	32 kDa
Envío	Bolsa de hielo