


Anticuerpo Policlonal Anti-Smn1 Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q16637

Número de artículo: CM0019791



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta calidad contra la proteína humana SMN1 (Survival Motor Neuron 1). Validado para WB, IHC-P y ELISA, con reactividad cruzada en ratón y rata. Ideal para investigación en empalme (splicing) y neurodegeneración.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	SMN1 Conejo pAb
Observaciones/Alias	SMA; SMN; SMA1; SMA2; SMA3; SMA4; SMA@; SMNT; BCD541; GEMIN1; TDRD16A; T-BCD541; SMN1
Especie	Humano
GeneID (Humano)	6606
GeneID	6606
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 11-169 de SMN1 (NP_000335.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q16637
Peso Molecular de la Proteína	32kDa
Envío	Bolsa de hielo