

Anticuerpo Policlonal Anti-Smn2 Para Wb, If/Icc, Ip, Elisa - Q16637

Número de artículo: CM0015353



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra SMN2 humano, adecuado para WB, IF/ICC, IP, ELISA. Reacciona de forma cruzada con ratón y rata. Ideal para estudiar el ensamblaje de snRNP del espliceosoma y el desarrollo de la motoneurona.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	SMN2 Conejo pAb
Observaciones/Alias	SMNC; BCD541; GEMIN1; TDRD16B; C-BCD541; SMN2
Especie	Humano
ID de Gen	6607
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-197 del SMN2 humano (NP_059107.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, IP, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q16637
Peso Proteico	32kDa
Envío	Bolsa de hielo