

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Smn2 Para Wb, If/Icc, Elisa - Q16637

Número de artículo: CM0012841



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra SMN2 humano (proteína de supervivencia de la neurona motora). Adecuado para WB, IF/ICC y ELISA; reacciona con humano, ratón y rata. Ideal para investigar el splicing, los trastornos neuromusculares y los mecanismos de la atrofia muscular espinal.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	SMN2 pAb de conejo
Observaciones/Alias	SMNC, BCD541, GEMIN1, TDRD16B, C-BCD541, SMN2
Especie	Humano
GeneID (humano)	6607
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-197 de SMN2 humano (NP_059107.1)
Origen	conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, ratón, rata
SWISS	Q16637
Peso de la proteína	32 kDa
Envío	Bolsa de hielo