

Anticuerpo Policlonal Anti-Smoc1 Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q9H4F8

Número de artículo: CM0023163

Introducción

SMOC1 Conejo pAb es un anticuerpo policlonal que reconoce la proteína SMOC1 humana y de ratón. Adecuado para Western blot (WB), inmunohistoquímica (IHC-P) y ELISA. SMOC1 es una proteína secretada que se une al calcio y es esencial para el desarrollo del ojo y las extremidades.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	SMOC1 Conejo pAb
Observaciones/Alias	OAS; SMOC1
Especie	Humano
GeneID (Humano)	64093
GeneID	64093
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 27-250 de SMOC1 humano (NP_071420.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón
SWISS	Q9H4F8
Peso Molecular de la Proteína	48kDa
Envío	Bolsa de hielo