

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Smox Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q9Nwm0

Número de artículo: CM0015548



Introducción

El pAb de conejo SMOX es un anticuerpo policlonal dirigido a la oxidasa de espermina, validado para WB, IHC-P y ELISA. Reacciona con SMOX humano, de ratón y de rata. Ideal para la investigación del metabolismo de poliaminas y el cáncer.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	SMOX Rabbit pAb
Observaciones/Alias	PAO; SMO; PAO1; PAOH; PAO-1; PAOH1; C20orf16; SMOX
Especie	Humano
ID de Gen	54498
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 300-544 de SMOX humano (NP_787033.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q9NWM0
Peso Proteico	62kDa
Envío	Bolsa de hielo