


Anticuerpo Policlonal Anti-Smpd1 / Asm Para Wb, If/Icc, Elisa - P17405

Número de artículo: CM0028996



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra SMPD1/ASM humano (esfingomielinasa ácida), validado para WB, IF/ICC y ELISA. Reacciona de forma cruzada con ratón y rata. Adecuado para estudios de metabolismo de esfingolípidos, apoptosis y enfermedad de Niemann-Pick.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Anticuerpo SMPD1 / ASM Conejo pAb
Observaciones/Alias	ASM; NPD; ASMASE; SMPD1 / ASM
Especie	Humano
GeneID (Humano)	6609
GeneID	6609
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 70-340 de SMPD1 / ASM humano (NP_000534.3)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P17405
Peso Proteico	70kDa
Envío	Bolsa de hielo