


Anticuerpo Policlonal Anti-Smpd1 / Asm Para Wb, If/Icc, Elisa - P17405

Número de artículo: CM0024324



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra SMPD1/ASM (esfingomielinasa ácida) humana. Validado para WB, IF/ICC y ELISA en muestras humanas, de ratón y de rata. Ideal para estudiar el metabolismo de los esfingolípidos, los trastornos de almacenamiento lisosomal y la defensa del huésped.

[Aprende más](#)

Parámetro	Descripción
Nombre del Producto	SMPD1 / ASM Rabbit pAb
Observaciones/Alias	ASM; NPD; ASMASE; SMPD1 / ASM
Especie	Humano
ID de Gen (Humano)	6609
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 70-340 de SMPD1 / ASM humana (NP_000534.3)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P17405
Peso Proteico	70kDa
Envío	Bolsa de hielo