


Anti-Smpd1 (Validado Por Ko) Anticuerpo Monoclonal De Conejo Para Wb, If-F, Ihc-P, Elisa - P17405

Número de artículo: CM0007145



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo validado por KO contra SMPD1 humano (esfingomielinasa ácida). Adecuado para WB, IF-F, IHC-P y ELISA. Reacciona de forma cruzada con humano y rata. Ideal para la investigación del metabolismo de esfingolípidos y enfermedades de almacenamiento lisosomal.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Anti-SMPD1 (Validado por KO) Anticuerpo Monoclonal de Conejo
Observaciones/Alias	ASM; NPD; ASMASE; D1
Especie	Humano
ID de Gen (Humano)	6609
ID de Gen	6609
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 70-340 del SMPD1 humano (NP_000534.3)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, IF-F, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Rata
SWISS	P17405
Peso Proteico	70 kDa
Envío	Bolsa de hielo