

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Smpd2 Para Western Blot Y Elisa - O60906

Número de artículo: CM0013373



Introducción

Anticuerpo Policlonal de Conejo SMPD2 validado para WB y ELISA; detecta SMPD2 humano y repara cruzadamente con ratón y rata. Ideal para estudiar la actividad de la esfingomielinasa y las vías del metabolismo de lípidos.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	SMPD2 Conejo pAb
Observaciones/Alias	ISC1; NSMASE; NSMASE1; SMPD2
Especie	Humano
ID de Gen (Humano)	6610
ID de Gen	6610
Inmunógeno	Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 150-250 del SMPD2 humano (NP_003071.2).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Ratón, Rata
SWISS	O60906
Peso Proteico	48kDa
Envío	Bolsa de hielo