


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Smpd3 Para Wb Y Elisa - Q9Ny59

Número de artículo: CM0014148



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra SMPD3 humano (nSMase2), adecuado para WB y ELISA; presenta reactividad cruzada con ratón y rata. Dirigido contra la fosfodiesterasa 3 de esfingomielina, implicada en la apoptosis mediada por ceramida y la mineralización ósea.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	SMPD3 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	NSMASE2; SMPD3
Especie	Humano
ID del gen	55512
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 416-655 de SMPD3 humano (NP_061137.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, ratón, rata
SWISS	Q9NY59
Peso de la proteína	71 kDa
Envío	Bolsa de hielo