


Anticuerpo Monoclonal Anti-Smpd3/Nsmase2 Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q9Ny59

Número de artículo: CM0007714



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo de alta calidad contra SMPD3/NSMase2 humana (SWISS: Q9NY59). Validado para WB, IHC-P y ELISA. Presenta reactividad cruzada con ratón y rata. Ideal para estudios del metabolismo de los esfingolípidos, la apoptosis y la mineralización ósea.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo SMPD3/NSMase2
Observaciones/Alias	NSMASE2; SMPD3/NSMase2
Especie	Humana
GeneID (humano)	55512
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 461-655 de SMPD3/NSMase2 humana (NP_061137.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, ratón, rata
SWISS	Q9NY59
Peso de la proteína	71 kDa
Envío	Bolsa de hielo