


Anticuerpo Policlonal Anti-Smtn Para Wb, Elisa - P53814

Número de artículo: CM0026317



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra Smootheline (SMTN) validado para WB y ELISA. Detecta SMTN de humano, ratón y rata, una proteína estructural del citoesqueleto presente en el músculo liso. Ideal para estudios de tejidos vasculares y contráctiles.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	SMTN pAb de conejo
Notas/Alias	SMTN
Especie	Humano
GeneID (Humano)	6525
GeneID	6525
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 65-325 de la SMTN humana (NP_001193946.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P53814
Peso Molecular	99kDa
Envío	Bolsa de hielo