


Anticuerpo Policlonal Anti-Smu1 Para Wb, Elisa - Q2Tay7

Número de artículo: CM0031089



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra SMU1 humano, adecuado para WB y ELISA. Detecta SMU1 en muestras humanas, de ratón y de rata. Ideal para investigación en espliceosoma, mitosis e infección viral.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	SMU1 Conejo pAb
Observaciones/Alias	BWD; SMU-1; fSAP57; SMU1
Especie	Humano
ID del Gen (Humano)	55234
ID del Gen	55234
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-220 de SMU1 humano (NP_060695.2).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q2TAY7
Peso Proteico	58kDa
Envío	Bolsa de hielo