

Anticuerpo Policlonal Anti-Smug1 Para Wb Y Elisa - Q53Hv7

Número de artículo: CM0014660

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra SMUG1 validado para WB y ELISA. Reacciona con SMUG1 humano y de ratón, una ADN glicosilasa de uracilo selectiva para cadenas sencillas implicada en la reparación por escisión de bases. Ideal para estudios de daño y reparación del ADN.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	pAb de conejo contra SMUG1
Observaciones/alias	FDG; UNG3; HMUDG; SMUG1
Especie	Humano
ID del gen (humano)	23583
ID del gen	23583
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-270 de SMUG1 humano (NP_055126.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, ratón
SWISS	Q53HV7
Peso molecular	30 kDa
Envío	Bolsa de hielo