


Anticuerpo Monoclonal Anti-Smurf2 Para Wb, Ihc-P, Ip, Elisa - Q9Hau4

Número de artículo: CM0006702



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo dirigido contra SMURF2 humano (Q9HAU4), reactivo en humano y ratón. Validado para WB, IHC-P, IP, ELISA. Diseñado con inmunógeno recombinante (aa 201-290). Ideal para estudios sobre la función de la ligasa E3 de ubiquitina y la señalización de TGF-beta.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	SMURF2 Rabbit mAb
Observaciones/Alias	SMURF2; E3 ubiquitina-proteína ligasa SMURF2
Especie	Humano
ID del gen (Humano)	64750
ID del gen	64750
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 201-290 de SMURF2 humano (Q9HAU4)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, IHC-P, IP, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón
SWISS	Q9HAU4
Peso proteico	86kDa
Envío	Bolsa de hielo