

Anticuerpo Policlonal Anti-Smyd1 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q8Nb12

Número de artículo: CM0020139

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido a SMYD1 (proteína 1 que contiene el dominio SET y MYND), un represor de la histona metiltransferasa H3K4 crucial para la diferenciación de los cardiomiocitos. Validado para WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA en humano, ratón y rata.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	SMYD1 Conejo pAb
Observaciones/Alias	BOP; KMT3D; ZMYND18; ZMYND22; SMYD1
Especie	Humano
GeneID (Humano)	150572
GeneID	150572
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-350 de SMYD1 humano (NP_938015.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q8NB12
Peso Proteico	57kDa
Envío	Bolsa de hielo