


Anticuerpo Policloal Anti-Smyd2 Para Wb/If/Elisa - Q9Nrg4

Número de artículo: CM0030636



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido a SMYD2 (KMT3C, HSKM-B) para WB, IF/ICC, ELISA. Realiza reacción cruzada con humano y ratón. Ideal para el estudio de la metilación de histonas, la regulación de p53 y la epigenética del cáncer.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	SMYD2 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	KMT3C; HSKM-B; ZMYND14; SMYD2
Especie	Humano
GeneID (Humano)	56950
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-270 de SMYD2 humano (NP_064582.2).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reacción Cruzada	Humano, Ratón
SWISS	Q9NRG4
Peso Molecular	50kDa
Envío	Bolsa de hielo